

Oto-ophthalmoscope ri-mini® en coffret

Réf. R3012



Spécifications techniques :

Caractéristique	Détail
Dimensions	Tête de l'otoscope : 56 mm de hauteur x 28 mm de largeur. Compartment à piles de l'otoscope : 107,30 mm de hauteur, 20 mm de diamètre. Dimensions de l'étui rigide : 23 cm x 14 cm x 4,5 cm (ensemble) ou 23 cm x 8,2 cm x 4,5 cm (unité).
lentille grossissante	L'objectif à grossissement 2,5x
La lampe pour otoscope ri-mini®	XL, 2,5 V, 750 mA, durée de vie moyenne 16,5 h
Batterie	2 piles alcalines AA de 1,5 V.
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Humidité relative	30 % à 70 % sans condensation
Stockage/Transport Température ambiante	-10 °C à 55 °C
Humidité relative de stockage/transport	10 % à 95 % sans condensation