

# Tensiomètre ri-san® à Brassard normal

Réf. R1512-150



## Spécifications techniques :

Caractéristiques	Détails
Dimensions	Dimensions : 173,6 × 54,5 mm Cadran : Ø 70 mm (échelle Ø 64 mm) Poire : Ø 43,6 mm
Poids	170 g
Type	Anéroïde ; monotube sans mercure ; à gâchette
Validation BIHS	Protocole international BIHS
Options	Portable ; pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
Précision	±3 mmHg (±2 mmHg étalon interne Riester)
Étalonnage	Technologie de mesure à durée de vie illimitée ; aucun réétalonnage requis en cas d'utilisation correcte.
Conditions de mesure	10 °C à 40 °C à 85 % d'humidité relative
Microfiltre	Oui
Sans latex	Oui